



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Handhabung von Prüfgewichten

Version 1.0

2018-05

D



## Inhaltsverzeichnis

|            |                                                              |          |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>Einleitung</b> .....                                      | <b>3</b> |
| <b>2</b>   | <b>OIML-Richtlinie R111-1: 2004 für Gewichtsstücke</b> ..... | <b>3</b> |
| <b>3</b>   | <b>Handhabung</b> .....                                      | <b>4</b> |
| <b>4</b>   | <b>Aufbewahrung</b> .....                                    | <b>5</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Allgemein</b> .....                                       | <b>5</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Empfehlungen gemäß OIML R111-1: 2004</b> .....            | <b>5</b> |
| 4.2.1      | Gewichtstücke der Klassen E und F .....                      | 5        |
| 4.2.2      | Gewichtstücke der Klasse M1 .....                            | 5        |
| <b>4.3</b> | <b>Behältnisse</b> .....                                     | <b>6</b> |
| <b>5</b>   | <b>Temperaturangleich</b> .....                              | <b>8</b> |
| <b>6</b>   | <b>Reinigung</b> .....                                       | <b>8</b> |

## 1 Einleitung

Gewichte werden fast ausschließlich für die regelmäßige Überprüfung von Waagen eingesetzt. Wir nennen sie deshalb nach ihrem Einsatzzweck <Prüfgewichte>. Um konstante Resultate mit höchster Genauigkeit zu erzielen, sind folgende Anforderungen an die Prüfgewichte zu beachten:

- Handhabung
- Aufbewahrung
- Werkstoffeigenschaften
- Oberflächenbeschaffenheit
- Genauigkeitsklasse
- Temperaturangleich
- Nutzungshäufigkeit
- Messunsicherheit gemäß Kalibrierschein

Viele Faktoren verändern bei Nichteinhaltung die Oberfläche der Prüfgewichte und beeinflussen damit deren Massewert.

### Beachten Sie folgende Faktoren:

- ⇒ Zur Vermeidung von Abriebschäden die Prüfgewichte nicht über die Auflageflächen (z.B. Wägeplatte) schieben.
- ⇒ Prüfgewichte nur mit geeigneten Mitteln anfassen.
- ⇒ Kontakt mit scheuernden oder ätzenden Chemikalien vermeiden
- ⇒ Kontakt mit scharfkantigen oder rauen Gegenständen vermeiden.
- ⇒ Vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen, Staub und Schmutz schützen
- ⇒ Elektrostatische Aufladung vermeiden
- ⇒ Von elektromagnetischen Feldern fernhalten

## 2 OIML-Richtlinie R111-1: 2004 für Gewichtsstücke

Die „Organisation Internationale de Métrologie Légale“ hat die messtechnischen Anforderungen an Gewichtsstücke im eichpflichtigen Bereich in ca. 100 Staaten weltweit exakt festgelegt.

Die OIML-Empfehlung R111 (Edition 2004) für Gewichte bezieht sich auf die Größen 1 mg – 5000 kg. Es werden Aussagen zur Genauigkeit, zum Werkstoff, zur geometrischen Form, zur Kennzeichnung und zur Aufbewahrung gemacht.


### 3 Handhabung

Die Prüfgewichte sind stets mit größter Sorgfalt und geeigneten Hilfsmitteln zu behandeln. Bereits eine leichte Berührung mit der Hand kann den Massewert des Prüfgewichts verändern und damit das Resultat einer Prüfung verfälschen.

Die Hilfsmittel zur Handhabung von Gewichtstücken, insbesondere der Klassen E und F, sollten so beschaffen sein, dass sie die Oberfläche der Gewichtstücke nicht zerkratzen oder verändern.

Wir empfehlen folgende Hilfsmittel aus unserem KERN Zubehörprogramm:

➤ **Pinzetten zum sicheren Greifen von kleineren Gewichten**



| Klasse  | Gewicht      | Art.-Nr. | Länge  | Ausführung                                   |
|---------|--------------|----------|--------|----------------------------------------------|
| E1 – F1 | 1 mg – 200 g | 315-243  | 105 mm | 1 Edelstahl mit silikonbeschichteten Spitzen |
| E1 – F1 | 500 g – 2 kg | 315-245  | 250 mm | 1 Edelstahl mit silikonbeschichteten Spitzen |
| F2 – M3 | 1 mg – 200 g | 335-240  | 100 mm | 2 Edelstahl                                  |
| E1 – M3 | 1 mg – 200 g | 315-242  | 100 mm | 3 Kunststoff                                 |

➤ **Handschuhe für größere Gewichte zum Schutz vor Fingerfett und Feuchtigkeit**



Baumwolle (KERN 317-280)



Leder / Baumwolle (KERN 317-290)

**i** Bei Prüfgewichten der Klasse M2 / M3  $\geq 500$  g, sowie lackierten Gussgewichten sind keine Hilfsmittel erforderlich. Sie dürfen mit trockenen und sauberen Händen gehandhabt werden.

## 4 Aufbewahrung

### 4.1 Allgemein

Die Aufbewahrung der Prüfgewichte in einem geeigneten Behältnis (Etui / Koffer / Glasglocke) schützt vor Oberflächenveränderungen (z.B. Staub, Korrosion) und Verwechslungen.

Selbst bei rauen Industriebedingungen sorgt z.B. ein Aluminium-Koffer für eine sichere Aufbewahrung und Transport.

### 4.2 Empfehlungen gemäß OIML R111-1: 2004

Mit Ausnahme der Gewichtstücke der Klassen  $M_{1-2}$ ,  $M_2$ ,  $M_{2-3}$  und  $M_3$  müssen die Gewichtstücke nach folgenden Anforderungen aufbewahrt werden.

- Der Deckel des Gewichtkastens muss zur Einordnung in die Klasse wie folgt gekennzeichnet sein:  
„E1“, „E2“, „F1“, „F2“, oder „M1“.
- Gewichtstücke eines Gewichtssatzes müssen derselben Genauigkeitsklasse angehören.

#### 4.2.1 Gewichtstücke der Klassen E und F

- Einzelne Gewichtstücke und Gewichtssätze müssen gegen Abnutzung oder Beschädigung durch Stöße oder Erschütterungen geschützt sein.  
Sie müssen in Kästen aus Holz, Kunststoff oder einem anderen geeigneten Material mit passenden Aussparungen aufbewahrt werden.

#### 4.2.2 Gewichtstücke der Klasse M1

- Zylindrische Gewichtstücke der Klasse M1 bis einschließlich 500 g (einzelne Gewichtstücke oder in Sätzen) müssen in einem Kasten mit passenden Aussparungen aufbewahrt werden.
- Gewichtstücke in Plättchenform oder aus Draht sind in Kästen mit passenden Aussparungen aufzubewahren; auf dem Deckel des Kastens ist die Genauigkeitsklasse (M1) anzugeben.

### 4.3 Behältnisse

Die Behältnisse aus dem KERN Zubehörprogramm stellen sicher, dass die Oberfläche der Prüfgewichte unverändert bleibt.

**i** Nachfolgend einzelne Beispiele, weiteres Zubehör finden Sie auf unserer KERN-Homepage ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)).

#### ➤ Etuis für Einzelgewichte



Kunststoff-Dose gepolstert für Einzelgewichte  $\leq 50$  g alle Klassen



Holz-Etui gepolstert für Einzelgewichte der Klasse E1 – F1



Aluminium-Etui für Einzelgewichte der Klasse E1, E2, F1 und F2

#### ➤ Koffer / Etuis für Individual-Gewichtssätze



Kunststoff-Koffer für Gewichtssätze der Klasse E2 – M3



Holz-Etui für Gewichtssätze der Klasse F2 – M3



Holz-Etui für Gewichtssätze der Klasse E1 – F1

➤ **Koffer für Standard-Gewichtssätze**




Kunststoff-Koffer für Gewichtssätze  
der Klasse E2 – M3



Aluminium-Koffer für Gewichtssätze  
der Klasse E1 – M2

➤ **Maßgeschneiderte Gewichtskörbe für Blockgewichte oder sonstige Prüfgewichte**



Individuelle Gewichtskörbe zum Prüfen hochlastiger Waagen. Dient gleichzeitig auch zur Aufbewahrung der Prüfgewichte. Gewichtskorb und Prüfgewichte können so in einem Schritt auf die Waage aufgesetzt werden. Der Gewichtskorb kann in den Klassen M1 – M3 kalibriert werden.

## 5 Temperaturangleich

Bevor Prüfungen durchgeführt werden, müssen sich die Gewichtstücke an die Umgebungsbedingungen des Labors anpassen. Vor allem die Temperatur von Gewichtstücken der Klassen E1, E2 und F1 sollte nahe der im Wägeraum herrschenden Temperatur liegen.

Informationen über die geforderten vorgeschriebenen Mindestzeiten für den Temperaturangleich (abhängig von der Größe und Klasse des Gewichtstückes und von der Differenz zwischen der Anfangstemperatur der Gewichtstücke und der Raumtemperatur im Laboratorium) siehe OIML R111-1: 2004.



- Als praktischer Richtwert wird eine Wartezeit von 24 Stunden empfohlen.
- Eine gleichmäßige Akklimatisierung wird am besten erreicht, wenn die Prüfgewichte in der Nähe der Waage gelagert sind. Die Zeit für die Akklimatisierung kann eingespart werden.
- Darauf achten, dass die Prüfgewichte nicht betaut sind und keine sonstigen Kondensationen an der Oberfläche aufweisen.

## 6 Reinigung

Vor Verwendung der Prüfgewichte muss die Oberfläche auf Unreinheiten, Fingerabdrücke, Fremdstoffe, Korrosion oder sonstige Schäden überprüft werden und ggf. gereinigt werden.

Gemäß OIML R111-1: 2004 wird empfohlen, die Prüfgewicht vor jeder Messung zu reinigen.

- Durch die Reinigung darf die Oberfläche der Prüfgewichte und deren Massewert nicht verändert werden (z. B. durch Kratzer).
- Leicht anhaftender Staub oder Schmutz kann bei Gewichten kleiner Nennwerte mit einem Staubpinsel entfernt werden. Bei größeren Nennwerten kann zusätzlich ein Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch verwendet werden.



Staubpinsel KERN 318-270

- Falls erforderlich kann ein Prüfgewicht mit Reinalkohol, destilliertem Wasser oder anderen Lösungsmitteln gereinigt werden.
- Nur solche Lösungsmittel verwenden, welche die Oberfläche der Prüfgewichte nicht beschädigen (z.B. Lackbeschädigungen).
- Bei Prüfgewichten mit Hohlräumen darauf achten, dass keine Flüssigkeit durch die Öffnung eindringt (z.B. nicht untertauchen).
- Nach der Reinigung mit Lösungsmitteln sind Wartezeiten einzuhalten, siehe OIML R111-1: 2004.
- Nach einer intensiven Reinigung muss das Prüfgewicht ggfs. erneut kalibriert bzw. justiert werden.



## 7 TIPS FOR HANDLING YOUR TEST WEIGHTS



### 1 Store your weights in the appropriate box or case

To protect your weights, we supply them to you in an appropriate storage container. This container is not only for use during transportation; it also protects your weights from dust, dirt and vibrations on a daily basis. Use it to keep your weights ready for use at any time!



### 5 Remember to clean them carefully

Even under the very best conditions, you will still need to clean your weights from time to time. This is best done with a soft microfibre cloth, bellows or a dust brush. Under no circumstances should you use aggressive chemicals. These could damage the surface of your weights and thereby reduce their accuracy.



### 2 Store your balance and weights close together

An important prerequisite for accurate results is that the balance and test weights are exposed to the same temperature and air humidity. You can achieve this very easily by storing them both near to each other. If this is not possible for any reason, please bear in mind that, depending on the size of the weights, it can take some time before they have acclimatised. So put the weights near the balance in good time.



### 6 Use tools

To ensure that your weights serve you for a long time, use our specially-designed tools to handle them: The special tweezers and holders for lifting test weights take their delicate surfaces into account. They also allow you to lift heavy weights ergonomically, protecting your health.



### 3 Be careful with the delicate surfaces

Even fingerprints or the smallest of scratches from objects can affect the surface of a weight and therefore its accuracy. For this reason you must always wear gloves or use the specially designed tweezers to lift smaller weights. To avoid abrasion, always put your weights down carefully from above, rather than pushing them across the balance plate.



### 7 Check your weights before using them

Drops of water, dust or scratches can make the test weights unusable. Especially in situations where several individuals use the weights, you should carefully check that they are intact, clean and dry before each use. It is often helpful to clean the weight and then allow it to rest before the next use. If it has been used in a different location, then sufficient time for acclimatisation is crucial.



### 4 Arrange for your weights to be recalibrated regularly

Even a test weight which has been perfectly maintained will wear over time. Remember that it must be recalibrated at defined intervals in accordance with ISO 9001. This is the only way you can be sure that your test weight will continue to guarantee the quality of your weighing equipment.

