

Technische Information / Technical information RSE XL



Lesen Sie die Technische Information vor Inbetriebnahme vollständig und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Wenn dieses Zubehör mit einem anderen Gerät verwendet wird, beachten Sie auch dessen Bedienungsanleitung.



Read the technical information in its entirety before using the device and follow the safety instructions. If this accessory is used with another device, observe also its operating instructions.



Sicherheitshinweise



Achtung – Magnetismus!

- › Beachten Sie die Auswirkungen des starken Magnetfeldes und daraus resultierenden Verletzungsgefahren (Herzschrittmacher, Datenträger, Quetschen...)



Hinweis!

- › Der RSE XL Stirring bar remover ist vollständig montiert und kann nach dem Auspacken sofort verwendet werden.
- › Bewahren Sie den RSE XL Stirring bar remover an einem geeigneten, sicheren Ort auf, damit er nicht herunterfallen kann.

Safety instructions



Attention – Magnetism!

- › Effects of the strong magnetic field have to be taken into account, which can result in risks of injury (cardiac pacemakers, data storage media, crushing...).



Notice!

- › The RSE XL Stirring bar remover has been completely assembled and can be used immediately after unpacking.
- › Store the RSE XL Stirring bar remover at a suitable safe place so that it does not fall down.

Technische Daten


Werkstoff Produktberührend	PTFE & VMQ
Durchmesser	Ø 105 mm
Länge	1040 mm
Gewicht	4 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Technical data

Material in contact with medium	PTFE & VMQ
Diameter	Ø 105 mm
Length	1040 mm
Weight	4 kg

Subject to technical changes!



IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany • Phone: +49 7633 831-0 • Fax: +49 7633 831-98 • eMail: sales@ika.de

Discover and order the fascinating products of IKA online: www.ika.com



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide