



## AS 130.2 Soporte para pinzas de fijación

/// Hoja de Datos

Para la agitación de, por ejemplo, matraces redondos, matraces aforados y matraces Erlenmeyer.  
Pinzas de fijación no incluidas en el suministro.

Dimensiones (An x Pr x Al): 230 x 230 x 24 mm

Capacidad del matraz: 12 x AS 2.1 (25 ml), 12 x AS 2.2 (50 ml), 9 x AS 2.3 (100 ml), 4 x AS 2.4 (250 ml), 4 x AS 2.5 (500 ml)

Peso: 650 g



designed for scientists

### Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	230 x 19.3 x 230
Peso [kg]	0.655
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

