

# IKA

designed for scientists



## AS 130.4 Plataforma para tubos de ensayo

/// Hoja de Datos

Para la agitación intensiva de, por ejemplo, pequeños tubos, tubos de ensayos, cubetas o tubos de centrifugación.

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

### Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	230 x 279.5 x 228
Peso [kg]	0.712
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

