




designed for scientists



AS 260.3 Plataforma para placas

/// Hoja de Datos

Para una agitación suave en el rango de velocidades bajas, por ejemplo, para placas de Petri o frascos de cultivo.
Con lámina antideslizante integrada (PP).

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 410 x 370 x 32 mm.

Superficie de apoyo: 320 x 320 mm

Peso: 460 g

Los tornillos de sujeción para fijar el accesorio se incluyen en el volumen de suministro del agitador (HS / KS 260, KS 3000).



designed for scientists

Información Técnica

Ancho [mm]	4.74
Alto [mm]	279.5
Peso [kg]	0.385
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

