



designed for scientists



## AS 260.5 Plataforma para embudo de decantación

/// Hoja de Datos

Para agitar, salar, extraer, eluir y enriquecer. Los 3 rodillos de sujeción (incluidos en el suministro) son ajustables en altura para adaptarse a diferentes tamaños de embudos de separación. Los embudos de separación se fijan con juntas tóricas (5 juntas tóricas incluidas).

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 334 x 425 x 145 mm

Capacidad: 6 embudos de 50 ml por volumen, en forma de pera, 5 de 100 ml, 3 de 250 ml, 3 de 500 ml

Peso: 1.550 g

Los tornillos de sujeción para fijar el accesorio están incluidos en el volumen de suministro del agitador (HS / KS 260,



designed for scientists

KS 3000).





designed for scientists

### Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	334 x 145 x 425
Peso [kg]	1.554
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

