



designed for scientists



## AS 4000.3 Dish attachment

/// Hoja de Datos

Para una agitación sutil para operaciones de un rango de viscosidad baja, e.j. cultivo de células, los medios nutrientes en los platos Petri, frascos de cultivos y recipientes con un centro de gravedad bajo. Con lámina antideslizante integrada (PP).

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 470 x 444 x 25 mm

Tamaño: 430 x 430 mm

Peso: 800 g

Los tornillos para fijar el accesorio están incluidos en el volumen de suministro de la incubadora con agitación KS 4000.



designed for scientists

### Información Técnica

Profundidad [mm]	150
Alto [mm]	60
Peso [kg]	1.39
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

