

IKA

designed for scientists



AS 501.2 Plataforma para embudo de decantación

/// Hoja de Datos

Para agitar, diluir, extraer, desgasificar, disolver, enriquecer, etc. Las barras de fijación pueden regularse sin interrupciones y su altura de montaje puede variarse con las pinzas de sujeción.



designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	27 x 30 x 65
Peso [kg]	4.016
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

