



designed for scientists



AS 501.5 Plataforma para placas

/// Hoja de Datos

Para el movimiento suave de placas, así como para mezclar con suavidad en recipientes con fondo grande y plano (Erlenmeyer de boca ancha, vasos). Una lámina de plástico con buena adherencia evita que los recipientes se resbalen.



designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	505 x 480 x 225
Peso [kg]	0.987
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

