



designed for scientists



AS 501.6 Separating funnel attachment

/// Hoja de Datos

Para agitar, diluir, extraer, desgasificar, disolver, enriquecer, etc. Las barras de fijación pueden regularse sin interrupciones y su altura de montaje puede variarse con las pinzas de sujeción. Este accesorio sostendrá embudos de separación 4 x 1.000 ml.



designed for scientists

Información Técnica

Ancho [mm]	84.6
Profundidad [mm]	56
Peso [kg]	5.588
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

