

IKA

designed for scientists



BC 1000 Tapa para Beaker

/// Hoja de Datos

La tapa para vaso de precipitados BC 1000 puede utilizarse para vasos de precipitados de 600 ml y 1000 ml para la dispersión y la agitación. La tapa evita que el fluido salpique y reduce la generación de ruido.

La tapa es de silicona resistente a la mayoría de ácidos y bases.

Diámetro: 130 mm

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.0585
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

