



designed for scientists

HA.ap Air pump

/// Hoja de Datos

Bomba de aire para la gasificación continua con aire.





designed for scientists

Información Técnica

Ritmo max. de la bomba [ml/min]	80000
Presión trasera max. [bar]	0.1
	Charles Austin ET 80
Nivel de ruido [dB(A)]	40
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	185 x 171 x 210
Peso [kg]	7.0
Voltaje [V]	230
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	85

