



designed for scientists

HA.cab.dw Cable and tube set

/// Hoja de Datos

Juego de cables y mangueras para vasos de vidrio encamisados. Se incluyen: filtro, tubos de silicona para el suministro de líquido (3,2 y 4,8 mm de diámetro interior), calentador de filtro, conectores, cables para los sensores de pH y DO, cables USB y RS232, tapas de silicona, abrazaderas para tubos, tubo con conector GL18 y conector rápido, tubo de silicona de 8 mm.

IKA

designed for scientists

