



designed for scientists



## HA.fi.10.5 Spin filter, 10 $\mu\text{m}$

/// Hoja de Datos

Dispositivo para recolección sin células. El tamaño de poro del filtro es de 10  $\mu\text{m}$ . Los filtros giratorios son especialmente adecuados para células sensibles al cizallamiento en estrategias de procesos continuos (p. ej., para suspensiones o aplicaciones de microportadores). El filtro giratorio es adecuado para vasos de vidrio de 5 l.

# IKA

designed for scientists

