

# IKA

designed for scientists



## HA.gv.dw.0.5 Glass vessel, double-wall

/// Hoja de Datos

Vaso de vidrio encamisado (vidrio de borosilicato 3.3), esterilizable en autoclave, con un volumen de trabajo de 120 ml a 500 ml. El volumen total es de 0,8 l.



designed for scientists

### Información Técnica

Volumen [l]	0.5
Tipo	encamisado
Reutilizable	sí
Puede ser esterilizado	sí
Diámetro interno [mm]	90
Proporción = altura/diámetro interior	1.67
Volumen utilizable min. [l]	0.25
Volumen utilizable max. [l]	0.5
Material en contacto con producto	Vidrio de borosilicato 3,3 DIN ISO 3585
Alto [mm]	166
Peso [kg]	0.71

