

# IKA

designed for scientists



## HA.gv.dw.10 Glass vessel, double-wall

/// Hoja de Datos

Vaso de vidrio encamisado (vidrio de borosilicato 3.3), esterilizable en autoclave, con un volumen de trabajo de 1,2 l a 10 l. El volumen total es de 12,9 l.



designed for scientists

### Información Técnica

Volumen [l]	10
Tipo	encamisado
Reutilizable	sí
Puede ser esterilizado	sí
Diámetro interno [mm]	190
Proporción = altura/diámetro interior	2.47
Volumen utilizable min. [l]	2.0
Volumen utilizable max. [l]	10.0
Material en contacto con producto	Vidrio de borosilicato 3,3 DIN ISO 3585
Alto [mm]	508
Peso [kg]	7.65

