



designed for scientists



## HA.gv.dw.1 Glass vessel, double-wall

/// Hoja de Datos

Vaso de vidrio encamisado (vidrio de borosilicato 3.3), esterilizable en autoclave, con un volumen de trabajo de 300 ml a 1000 ml. El volumen total es de 1,6 l.



designed for scientists

### Información Técnica

Volumen [l]	1.0
Tipo	encamisado
Reutilizable	sí
Puede ser esterilizado	sí
Diámetro interno [mm]	110
Proporción = altura/diámetro interior	1.73
Volumen utilizable min. [l]	0.30
Volumen utilizable max. [l]	1.0
Material en contacto con producto	Vidrio de borosilicato 3,3 DIN ISO 3585
Alto [mm]	208
Peso [kg]	1.14