



designed for scientists



HA.gv.dw.2 Glass vessel, double-wall

/// Hoja de Datos

Vaso de vidrio encamisado (vidrio de borosilicato 3.3), esterilizable en autoclave, con un volumen de trabajo de 500 ml a 2000 ml. El volumen total es de 3 l.



designed for scientists

Información Técnica

Volumen [l]	2.0
Tipo	encamisado
Reutilizable	sí
Puede ser esterilizado	sí
Diámetro interno [mm]	130
Proporción = altura/diámetro interior	2.0
Volumen utilizable min. [l]	0.6
Volumen utilizable max. [l]	2.0
Material en contacto con producto	Vidrio de borosilicato 3,3 DIN ISO 3585
Alto [mm]	285
Peso [kg]	2.86