



designed for scientists



## HA.gv.sw.2 Glass vessel, single-wall

/// Hoja de Datos

Vaso de vidrio de pared simple (vidrio de borosilicato 3.3), esterilizable en autoclave, con un volumen de trabajo de 500 ml a 2000 ml. El volumen total es de 3 l.



designed for scientists

### Información Técnica

Volumen [l]	2.0
Tipo	pared simple
Reutilizable	sí
Puede ser esterilizado	sí
Diámetro interno [mm]	130
Proporción = altura/diámetro interior	2.0
Volumen utilizable min. [l]	0.60
Volumen utilizable max. [l]	2.0
Material en contacto con producto	Vidrio de borosilicato 3,3 DIN ISO 3585
Alto [mm]	265
Peso [kg]	1.46