

IKA

designed for scientists



HA.gv.sw.5 Glass vessel, single-wall

/// Hoja de Datos

Vaso de vidrio de pared simple (vidrio de borosilicato 3.3), esterilizable en autoclave, con un volumen de trabajo de 700 ml a 5000 ml. El volumen total es de 6,7 l.



designed for scientists

Información Técnica

Volumen [l]	5.0
Tipo	pared simple
Reutilizable	sí
Puede ser esterilizado	sí
Diámetro interno [mm]	160
Proporción = altura/diámetro interior	2.31
Volumen utilizable min. [l]	1.0
Volumen utilizable max. [l]	5.0
Material en contacto con producto	Vidrio de borosilicato 3,3 DIN ISO 3585
Alto [mm]	375
Peso [kg]	2.36

