



designed for scientists



## HA.Ic.10 Reactor lid, complete

/// Hoja de Datos

Tapa equipada para vasos de vidrio de 10 l. Están disponibles las siguientes puertas y tamaños de puertas: 2 x M10 (temperatura y tubo de recolección), 6 x Pg13.5 (DO, pH, 4 x reserva), M12 (nivel), 6 x 11 mm (deflector, aspensor, inoculación, 3 x reserva), M16 (condensador de escape), 3 x M27 (puerta 4 en 1, dedo frío y reserva).

# IKA

designed for scientists

