



designed for scientists



HA.Ic.5 Reactor lid, complete

/// Hoja de Datos

Tapa equipada para vasos de vidrio de 5 l. Están disponibles las siguientes puertas y tamaños de puertas: 2 x M10 (temperatura y tubo de recolección), 5 x Pg13.5 (DO, pH, 3 x reserva), M12 (nivel), 5 x 11 mm (deflector, aspersor, inoculación, 2 x reserva), M16 (condensador de escape), 2 x M27 (puerta 4 en 1 y dedo frío).

IKA

designed for scientists

