



designed for scientists



HA.Is.2 Lid stand

/// Hoja de Datos

Este robusto soporte de tapa puede utilizarse para vasos de vidrio de 2 l. Puede colgar cómodamente la tapa en el soporte, de modo que los componentes individuales pueden montarse o desmontarse fácilmente. Además, tiene la opción de colocar el motor y los sensores en lugares designados, para que el lugar de trabajo permanezca ordenado. La varilla del trípode con resorte de presión también facilita el movimiento del trípode hacia arriba y hacia abajo.



designed for scientists

Información Técnica

Movimiento del soporte telescópico [mm]	390
Carga máxima [kg]	4.5
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	460 x 1010 x 420
Peso [kg]	4.1
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

