



designed for scientists



## HA.sp.m.0.5 Micro sparger, 5 $\mu\text{m}$

/// Hoja de Datos

El microaspersor (tubo de gasificación) se utiliza para gasificación en el medio. Con un diámetro de poro de 5  $\mu\text{m}$ , es especialmente adecuado para la gasificación fina de tipos de células sensibles (por ejemplo, células de mamíferos). Este aspersionador puede utilizarse en vasos de vidrio de 0,5 l.



designed for scientists

### Información Técnica

Material en contacto con producto	Acero inoxidable 1.4404
Aspersor	Microburbujeador
Aspersor, diámetro exterior [mm]	8
Aspersor, diámetro interior [mm]	6
Tamaño de poro del aspersor [ $\mu\text{m}$ ]	5

