



designed for scientists



HA.sp.m.10 Micro sparger, 5 μ m

/// Hoja de Datos

El microasperor (tubo de gasificación) se utiliza para gasificación en el medio. Con un diámetro de poro de 5 μ m, es especialmente adecuado para la gasificación fina de tipos de células sensibles (por ejemplo, células de mamíferos). Este aspersor puede utilizarse en vasos de vidrio de 10 l.



designed for scientists

Información Técnica

Material en contacto con producto	Acero inoxidable 1.4404
Aspersor	Microburbujeador
Aspersor, diámetro exterior [mm]	8
Aspersor, diámetro interior [mm]	6
Tamaño de poro del aspersor [μm]	5