

# IKA

designed for scientists



## H 105 Cover

/// Hoja de Datos

para el agitador RCT digital (IKA Plate) y RCT basic (Ident-Nr. 0025005927 - 0025006477).

Resistente a la mayoría de ácidos, soluciones alcalina y solventes orgánicos.

Material: silicona

Max. temperatura: 135 °C



designed for scientists

### Información Técnica

Funcionamiento de temperatura max. [°C]	200
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	161.6 x 12.8 x 271.6
Peso [kg]	0.038
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

