



designed for scientists



## H 135.102 Block 16 x 8 ml

/// Hoja de Datos

Flat bottom

Volume: 8 ml

Number of holes: 16

Hole diameter: 17.5 mm

Hole depth: 23.5 mm

Dimensions: 79 x 79 mm

Nota: Para usar el bloque, se requiere el soporte H 135.10 sin asas o el H 135.11 con asas.

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas





designed for scientists

### Información Técnica

Forma de la parte inferior	plano
Volumen utilizable max. [ml]	8
Número de agujeros	16
Diámetro del agujero [mm]	17.5
Profundidad del agujero [mm]	23.5
Forma del agujero [mm]	cilíndrico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	79 x 25 x 79
Peso [kg]	0.1725
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40