



designed for scientists



H 135.104 Block 4 x 20 ml

/// Hoja de Datos

Flat bottom

Volume: 20 ml

Number of holes: 4

Hole diameter: 28.5 mm

Hole depth: 23.5 mm

Dimensions: 79 x 79 mm

Nota: Para usar el bloque, se requiere el soporte H 135.10 sin asas o el H 135.11 con asas.



designed for scientists

Información Técnica

Forma de la parte inferior	plano
Volumen utilizable max. [ml]	20
Número de agujeros	4
Diámetro del agujero [mm]	28.5
Profundidad del agujero [mm]	23.5
Forma del agujero [mm]	cilíndrico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	79 x 25 x 79
Peso [kg]	0.255
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40