

IKA

designed for scientists



H 135.106 Block 4 x 40 ml

/// Hoja de Datos

Flat bottom

Volume: 40 ml

Number of holes: 4

Hole diameter: 28.5 mm

Hole depth: 43.5 mm

Dimensions: 79 x 79 mm

Nota: Para usar el bloque, se requiere el soporte H 135.10 sin asas o el H 135.11 con asas.

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide

Información Técnica

Forma de la parte inferior	plano
Volumen utilizable max. [ml]	40
Número de agujeros	4
Diámetro del agujero [mm]	28.5
Profundidad del agujero [mm]	43.5
Forma del agujero [mm]	cilíndrico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	79 x 45 x 79
Peso [kg]	0.4405
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40