

# IKA

designed for scientists



## H 135.107 Block 100 ml

/// Hoja de Datos

Round bottom  
Volume: 100 ml

Nota: Para usar el bloque, se requiere el soporte H 135.10 sin asas o el H 135.11 con asas.



designed for scientists

### Información Técnica

Forma de la parte inferior	plano
Volumen utilizable max. [ml]	100
Número de agujeros	1
Diámetro del agujero [mm]	65
Profundidad del agujero [mm]	25.5
Forma del agujero [mm]	esférico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	79 x 30 x 79
Peso [kg]	0.44
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

