

IKA

designed for scientists



H 135.10 Square carrier without handle

/// Hoja de Datos

Flat bottom

Dimensions: 160 x 160 mm

Soporte cuadrado sin asas / con asas para sujetar hasta cuatro bloques de la serie H 135.10 x.

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

Forma de la parte inferior	cilíndrico hueco
Forma del agujero [mm]	cuadrado
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	160 x 32 x 160
Peso [kg]	0.814
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

