

IKA

designed for scientists



H 135.203 Flask inlay 50 ml

/// Hoja de Datos

Round bottom

Volume: 50 ml

Inner diameter: 52.5 mm

Nota: Para usar el inserto de matraz, se requiere el soporte H 135.20 de 100 ml sin asas o el H 135.21 de 100 ml con asas.

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro externo [mm]	69.0
Forma de la parte inferior	esférico
Volumen utilizable max. [ml]	50
Número de agujeros	1
Diámetro del agujero [mm]	52.5
Profundidad del agujero [mm]	25.3
Forma del agujero [mm]	esférico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Ancho [mm]	69
Alto [mm]	31.5
Peso [kg]	0.096
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

