

IKA

designed for scientists



H 135.20 Flask carrier 100 ml without handle

/// Hoja de Datos

Para frascos de fondo redondo

Volume: 100 ml

Diámetro externo: 142 mm

Para comportar frascos menores, os insertos estão disponíveis como acessórios (H 135.20x)

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro externo [mm]	142.0
Forma de la parte inferior	cilíndrico hueco
Volumen utilizable max. [ml]	100
Número de agujeros	1
Diámetro del agujero [mm]	66.0
Profundidad del agujero [mm]	29.5
Forma del agujero [mm]	esférico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Ancho [mm]	142
Alto [mm]	43.8
Peso [kg]	0.66
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

