

# IKA

designed for scientists



## H 135.21 Flask carrier 100 ml with handle

/// Hoja de Datos

Para frascos de fondo redondo

Volume: 100 ml

Diâmetro externo: 142 mm

Para comportar frascos menores, os insertos estão disponíveis como acessórios (H 135.20x)

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

### Información Técnica

Diámetro externo [mm]	142.0
Forma de la parte inferior	cilíndrico hueco
Volumen utilizable max. [ml]	100
Número de agujeros	1
Diámetro del agujero [mm]	66.0
Profundidad del agujero [mm]	29.5
Forma del agujero [mm]	esférico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Peso [kg]	1.176
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

