


IKA

designed for scientists



H 135.25 Flask carrier 250 ml without handle

/// Hoja de Datos

Soporte para matraz de 250 ml sin mango
para matraces redondos

Volumen: 250 ml

Diámetro exterior: 142 mm

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro externo [mm]	142.0
Forma de la parte inferior	cilíndrico hueco
Volumen utilizable max. [ml]	250
Número de agujeros	1
Diámetro del agujero [mm]	87.5
Profundidad del agujero [mm]	38.5
Forma del agujero [mm]	esférico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Ancho [mm]	142
Alto [mm]	50.5
Peso [kg]	0.806
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

