

IKA

designed for scientists



H 135.26 Flask carrier 250 ml with handle

/// Hoja de Datos

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

| | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Diámetro externo [mm] | 142.0 |
| Forma de la parte inferior | cilíndrico hueco |
| Volumen utilizable max. [ml] | 250 |
| Número de agujeros | 1 |
| Diámetro del agujero [mm] | 87.5 |
| Profundidad del agujero [mm] | 38.5 |
| Forma del agujero [mm] | esférico |
| Funcionamiento de temperatura max. [°C] | 300 |
| Material | Aluminio anodizado |
| Ancho [mm] | 142 |
| Alto [mm] | 50.5 |
| Peso [kg] | 1.18 |
| Temperatura ambiental permitida [°C] | 5 - 40 |

