

# IKA

designed for scientists



## H 135.301 Flask inlay 100 ml

/// Hoja de Datos

Round bottom

Volume: 100 ml

Inner diameter: 66 mm

Nota: Para usar el inserto de matraz, se requiere el soporte H 135.30 de 500 ml sin asas o el H 135.31 de 500 ml con asas.

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

### Información Técnica

Diámetro externo [mm]	111.0
Forma de la parte inferior	esférico
Volumen utilizable max. [ml]	100
Número de agujeros	1
Diámetro del agujero [mm]	66
Profundidad del agujero [mm]	32.5
Forma del agujero [mm]	esférico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Ancho [mm]	111
Alto [mm]	50.5
Peso [kg]	0.612
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

