

IKA

designed for scientists



H 135.302 Flask inlay 250 ml

/// Hoja de Datos

Round bottom

Volume: 250 ml

Inner diameter: 87.5 mm

Nota: Para usar el inserto de matraz, se requiere el soporte H 135.30 de 500 ml sin asas o el H 135.31 de 500 ml con asas.

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide

Información Técnica

Diámetro externo [mm]	111.0
Forma de la parte inferior	esférico
Volumen utilizable max. [ml]	250
Número de agujeros	1
Diámetro del agujero [mm]	87.5
Profundidad del agujero [mm]	43.1
Forma del agujero [mm]	esférico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Ancho [mm]	111
Alto [mm]	50.5
Peso [kg]	0.342
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40