

# IKA

designed for scientists



## H 135.401 Flask inlay 500 ml

/// Hoja de Datos

Round bottom

Volume: 500 ml

Inner diameter: 107.5 mm

Nota: Para usar el inserto de matraz, se requiere el soporte H 135.40 de 1000 ml sin asas o el H 135.41 de 1000 ml con asas.

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide

## Información Técnica

Diámetro externo [mm]	141.0
Forma de la parte inferior	esférico
Volumen utilizable max. [ml]	500
Número de agujeros	1
Diámetro del agujero [mm]	107.5
Profundidad del agujero [mm]	53.1
Forma del agujero [mm]	esférico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Ancho [mm]	141
Alto [mm]	65.5
Peso [kg]	0.802
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40