

IKA

designed for scientists



H 135.40 Flask carrier 1000 ml without handle

/// Hoja de Datos

Para matraces de fondo redondo

Volumen: 1000 ml

Diámetro exterior: 166,3 mm

Para alojar matraces más pequeños, hay insertos disponibles como accesorios (H 135.401).

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro externo [mm]	166.3
Forma de la parte inferior	cilíndrico hueco
Volumen utilizable max. [ml]	1000
Número de agujeros	1
Diámetro del agujero [mm]	134.5
Profundidad del agujero [mm]	61.5
Forma del agujero [mm]	esférico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Ancho [mm]	166.3
Alto [mm]	75.5
Peso [kg]	2.15
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

