

IKA

designed for scientists



H 135.501 Flask inlay 1000 ml

/// Hoja de Datos

Round bottom

Volume: 1000 ml

Inner diameter: 134.5 mm

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro externo [mm]	171.0
Forma de la parte inferior	esférico
Volumen utilizable max. [ml]	1000
Número de agujeros	1
Diámetro del agujero [mm]	134.5
Profundidad del agujero [mm]	52.8
Forma del agujero [mm]	esférico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Ancho [mm]	171
Alto [mm]	68.5
Peso [kg]	1.324
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

