

IKA

designed for scientists



H 135.50 Flask carrier 2000 ml without handle

/// Hoja de Datos

Round bottom

Volume: 2000 ml

Max. outer diameter: 194.7 mm

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro externo [mm]	194.7
Forma de la parte inferior	cilíndrico hueco
Volumen utilizable max. [ml]	2000
Número de agujeros	1
Diámetro del agujero [mm]	169.5
Profundidad del agujero [mm]	64.5
Forma del agujero [mm]	esférico
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Aluminio anodizado
Ancho [mm]	194.7
Alto [mm]	78.5
Peso [kg]	2.822
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

