

IKA

designed for scientists



H 30 Plataforma de baño de aceite, 1.5L

/// Hoja de Datos

Las plataformas H 29 y H 30 pueden utilizarse como baño de aceite en combinación con un agitador magnético IKAMAG® con calefacción o con una placa calefactora IKATHERM® diámetro de 135 mm.

- El borde fijo evita el deslizamiento en la placa calefactora
- Las asas de seguridad protegen de quemaduras en caso de que el aceite esté caliente
- Las plataformas de baño de aceite están fabricados en aluminio, por lo que el calor se transfiere correctamente y el líquido de atemperación se calienta de forma rápida
- Las plataformas sólo pueden utilizarse como baño de aceite
- Diámetro interno 136-190 mm
- Altura 110 mm
- Las plataformas
- Limpieza sencilla

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

- Volumen 1.5 Litros





designed for scientists

Información Técnica

Diámetro interno [mm]	190
Forma de la parte inferior	cilíndrico hueco
Volumen utilizable max. [ml]	1500
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Material	Fundición de aluminio
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	310 x 110 x 134
Peso [kg]	0.948
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

