



designed for scientists



H 67.61 Sensor de temperatura

/// Hoja de Datos

Sensor de temperatura de acero inoxidable para agitadores de laboratorio EUROSTAR, MINISTAR e MICROSTAR control con un tiempo de respuesta muy corto.

Profundidad de inmersión máx.: 230 mm

Diámetro: 3 mm

Material: AISI 316 Ti

Temperatura máxima: 290°C

Tiempo de respuesta: $t_{0,9} = 4$ s

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide

IKA

designed for scientists

