

IKA

designed for scientists



Hula Dancer digital

/// Hoja de Datos

El Hula Dancer digital es un potente agitador orbital con una robusta carcasa que le otorga gran estabilidad. El aparato tiene un diámetro de agitación de 4.5 mm y admite un peso de agitación máximo de 100 g. El rango de velocidad del Hula Dancer digital se sitúa entre 1,200 y 2,800 rpm.

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

Tipo de movimiento	circular
Diámetro orbital [mm]	4.5
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	0.1
Potencia del consumo del motor [W]	9.5
Potencia del suministro del motor [W]	5
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad min. (ajustable) [rpm]	1200
Velocidad max. [rpm]	2800
Indicador de velocidad	ninguna
Indicador del contador del tiempo	ninguna
Función de tacto	sí
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	123 x 42 x 123
Peso [kg]	0.7
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 42
Voltaje [V]	100 - 240
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía Standby [W]	0.8

