




designed for scientists



IKAFLON 10 cross (5 pcs)

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø): 10 x 10 mm

Agitación estable y silenciosa incluso a alta velocidad.

La forma en cruz crea grandes turbulencias para lograr un mezclado rápido y eficiente.

Es perfecto para aplicaciones biológicas, ya que no se pierde eficiencia a baja velocidad.

Gira en el fondo del recipiente para impedir la sedimentación.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos



designed for scientists

Información Técnica

| | |
|---|----------|
| Largo [mm] | 10 |
| Diámetro [mm] | 10 |
| Forma | Cruz |
| Recubrimiento | PTFE |
| Material | PTFE |
| Material: Imán | Alnico V |
| Fuerza de atracción magnética | normal |
| Funcionamiento de temperatura max. [°C] | 280 |
| Peso [kg] | 0.006 |
| Temperatura ambiental permitida [°C] | 5 - 280 |

