




designed for scientists



## **IKAFLON 10 power ellipse (5 pcs.)**

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø): 10 x 6 mm

Cantidad: 5 unidades

Unión magnética muy fuerte debido al uso de material de tierras raras. El comportamiento de mezcla de medios viscosos en recipientes pequeños se ve favorecido por la forma elíptica de la barra de agitación magnética.



designed for scientists

### Información Técnica

Largo [mm]	10
Diámetro [mm]	6
Forma	Elipse
Material	PTFE
Material: Imán	SmCo
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280