


IKA

designed for scientists



IKAFLON 110 round

/// Hoja de Datos

Sección redonda, revestidas de PTFE.



designed for scientists

Información Técnica

Largo [mm]	110
Diámetro [mm]	27
Forma	Redondo
Recubrimiento	PTFE
Material	PTFE
Material: Imán	Alnico V
Fuerza de atracción magnética	normal
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Peso [kg]	0.27
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280

