




designed for scientists



IKAFLON 15 round (5 pcs)

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø): 15 x 6 mm

La forma cilíndrica y redonda sin anillo giratorio garantiza un mezclado uniforme.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos

Idóneo para una gran variedad de recipientes con fondos planos.

Agitador universal para numerosas aplicaciones.



designed for scientists

Información Técnica

| | |
|---|----------|
| Largo [mm] | 15 |
| Diámetro [mm] | 6 |
| Forma | Redondo |
| Recubrimiento | PTFE |
| Material | PTFE |
| Material: Imán | Alnico V |
| Fuerza de atracción magnética | normal |
| Funcionamiento de temperatura max. [°C] | 280 |
| Peso [kg] | 0.0091 |
| Temperatura ambiental permitida [°C] | 5 - 280 |

