




designed for scientists



IKAFLON 20 power (5 pcs)

/// Hoja de Datos

Dimensiones (L x Ø): 20 x 6 mm

Como está fabricado con un material fuertemente magnético (imán de tierra rara samario-cobalto), se puede lograr un par mayor que con los agitadores convencionales.

El revestimiento de PTFE es químicamente inerte y resistente a productos químicos agresivos

Mezclado óptimo en recipientes de mayor volumen o en cilindros graduados grandes.

Se puede usar especialmente en aplicaciones a altas temperaturas y al agitar líquidos viscosos, muestras de suelo, etc.



designed for scientists

Información Técnica

Largo [mm]	20
Diámetro [mm]	6
Forma	Redondo
Recubrimiento	PTFE
Material	PTFE
Material: Imán	SmCo
Fuerza de atracción magnética	fuerte
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	280
Peso [kg]	0.011
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 280

